

# Інформація для бджолярів

## Взяття і пересилання матеріалу для дослідження на хвороби бджіл.

При обстеженні (паспортизації) пасік в лабораторію вет. медицини в відділ паразитології надсилають по 150 (50 на акаропідоз, 50 на вароатоз і 50 на нозематоз) живих бджіл, або стільки ж трупів свіжого підмору від 10% сімей пасіки, а також навесні – бджолиний розплід на стільнику з нижнього краю розміром 3x15 см, влітку та восени проби запечатаного розплоду (бджолиний чи трутневий).

Патологічний матеріал упаковують і направляють, дотримуючи наступних правил:

- живих бджіл вміщують у склянки, які обв'язують двома шарами марлі чи тканини;
- зразки стільників з розплодом і стільникові рамки пересилають у фанерному чи дерев'яному ящику, не загортаючи папером, а відділяючи їх один від одного і від стінок ящика дерев'яними планками;
- мертвих бджіл і сміття з дна вуликів – у паперових пакетах.

Патологічний матеріал для дослідження повинен мати супровідний лист, підписаний ветеринарним спеціалістом, який відбирав та запаковував проби. В листі зазначають прізвище, ім'я, по батькові власника пасіки, адресу, номер пасіки, вулика, кількість бджолосімей, кількість проб, характерні ознаки захворювання та мету дослідження.

Супровідний лист повинен мати штамп державної установи ветеринарної медицини.

У лабораторію проби необхідно направляти не пізніше 2 діб від часу відбору пат матеріалу при умові зберігання його в холодильнику.

Витяг з правил відбору зразків патологічного матеріалу, крові, кормів, води та пересилання їх для лабораторного дослідження. (Затверджений Головою Державного департаменту ветеринарної медицини України П.П. Достоєвським 15 квітня 1997р.. №15-14/111)